

## FTT-1 (Art. 895)

Miniaturation und Tester für den Fechtport

### Drei vom Benutzer auswählbare Betriebsarten:

- Treffermelder für das Florett
- Treffermelder für den Degen
- Tester für die elektronische Steuerung der Körperkabel und der 3 Waffen

**Der günstige Preis, die Bedienerfreundlichkeit und die vielfachen Funktionen machen es zu einem unentbehrlichen Instrument für jeden Fechter.**

#### Treffermelder für das Florett:

- Anschluss an den dreipoligen Stecker aller Körperkabel, um mit jedem Verbindertyp an der Waffe benutzbar zu sein.
- Verfügt über den entsprechenden **Klipp** für eine einfache Befestigung an der Kleidung des Athleten, und zwar nahe des Körperkabelausgangs (Tasche, Riemen, usw..).
- Meldet jedes Mal, wenn die Waffenspitze gedrückt wird, auch wenn ungünstige Treffflächen getroffen werden.
- Meldet den Treffer nur, wenn die Kontaktzeit der Spitze mit den FIE-Normen übereinstimmt und so eine korrekte Ausführung zusichert.
- Ideal für die Trainingsgefechte, da es Rollen, Fechtbahnen, Kabel und Kombimelder überflüssig macht.
- Ermöglicht die Auswahl von 3 Tonsignalen:

1. zwei Tonsignale mit einer Dauer von 1 Sekunde und unterschiedlicher Tonalität, um die Treffer der beiden Gegner zu unterscheiden.
2. ein drittes Tonsignal mit einer kurzen Dauer von 0,15 Sekunden, um während dem Training schnell aufeinander folgende Treffer zu erkennen.

#### Treffermelder für den Degen:

- Er besitzt die gleichen Merkmale, die für den Treffermelder für das Florett aufgeführt worden sind; die Kontaktzeiten der Spitze entsprechen jedoch den FIE-Normen für den Degen.

#### Tester für die elektronische Steuerung der Körperkabel und der 3 Waffen:

- Er überprüft die elektrische Leitfähigkeit der Schaltkreise der 3 Waffen und aller Körperkabeltypen.
- Er zeigt sowohl durch Sicht- als auch durch Tonanzeige die Mikrounterbrechungen der Schaltkreise an, selbst die von einer Dauer unter einer Tausendstelsekunde, mit dem Ziel, die Kontakte oder unsicheren Verbindungen, die während der Kabelbewegung kurzfristig eintreten können, festzustellen.

#### Gemeinsame merkmale:

- **Automatische Ausschaltung:** Nach 5 Minuten Nichtbetrieb.
- **Automatische Wiedereinschaltung/Einschaltung:** Bei dem ersten Event.
- **Normale Batterie, bereits eingesetzt:** 12V Typ A23.
- **Kleinste Abmessungen:** 7,6 x 4,8 x 1,6cm.
- **Ultraleicht:** 60g.



Art.895

#### FTT-1 Miniaturapparat und Tester für den Fechtport

Die Batterie ist enthalten  
Abmessungen: 7,6x4,8x1,6cm. - Gewicht: 0.06kg.



Art.876

#### Alkalische BATTERIE 12V, type A23, VR22

Ersatzteil  
Gewicht: 0.01kg.