

Actualización de los productos, vers. T2016

Esta página está solamente disponible en inglés y italiano. Aquí sigue la versión inglesa.


Updating of the apparatuses to the new FIE 2016 rules

- Full-Arm-01:**
 Instruction for the updating to the T2016 version [...download PDF](#)
 Technical information of the T2016 version [...download PDF](#)
- Full-Arm-05:**
 Instruction for the updating to the T2016 version [...download PDF](#)
 Technical information of the T2016 version [...download PDF](#)
 Software versions [...download PDF](#)
- FA-07:**
 Technical information of the T2016 version [...download PDF](#)
 Download free of charge the last version - ZIP file - at the page of the FA-07 [...>>Link](#)
- FR240:**
 It is necessary to replace 2 internal chips, so that FR-240 displays the tenths of second in the last 10 seconds.
 Instruction for the updating [...download PDF](#)

FIE specifications regarding the new Saber times that are used starting from season 2016-2017 and the identification of the scoring apparatus which satisfy the new times [...download PDF](#)



Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)



Art.824-06
...Chip T2016-01-FA1 para actualización Full-Arm-01
 Peso: 0,01kg.



Art.831-06
...Chip T2016-02-FA5 para actualización Full-Arm-05
 Peso: 0,01kg.

Art.960-06
...KIT FR240RX03 chips for FR240 update
 Peso: 0,02kg.